

Megaseal

Indicações de uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona alto brilho. Para ser ativado, MegaSeal necessita de um equipamento fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente e deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um pincel. Megaseal é comercializado em frascos de vidro com a tampa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações de 20 ou 30ml.

Vantagens do selamento

- Brilho eficiente em resina foto;
- Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdentais;
- Veda microporos existentes na resina, evitando assim, acúmulos de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando a superfície lisa e brilhante;
- Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização;
- Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos.
- Brilho da superfície e aumento da dureza.

Modo de usar

- Aplicar suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em sentido único evitando bolhas.
- Deixar agir por 20 segundos antes de polimerizar.
- Em aparelhos de lâmpada Uva e Halógenas, polimerizar por 5 min.
- Aparelhos de lâmpadas Strobo como UNIX-S e POWER LUX, polimerizar por 180 segundos.

Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. **Não armazenar em temperaturas acima de 25°C.**

Advertências e precauções

Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Manter longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele ou olhos. Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar mudança em sua consistência.

Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metilmetacrilato.

Produto NÃO ESTÉRIL. PROIBIDO REPROCESSAR.



Fabricado por:
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Strasse 1 A
D-01454 Raderberg Alemanha

Importado por:
OdontoMega Import
Registro nº 10352040026 CNPJ - 01.380.483/0001-60
Rua Rui Barbosa, 640 - Ribeirão preto - SP CEP: 14015-120
(16) 3610-9636 - Técnica Resp: Themis Aidar CRBM 22360