

# Lupa Super Scope

## ► Especificações:

---

- Aumento de 3,5x.
- Distância focal de 275mm.
- Peso: 85g.
- Medidas: 180 x 120 x 40mm.
- Medidas da caixa: 187 x 244 x 50mm.
- Diâmetro máximo da lente: 7mm.
- Material da lente: Cristal reforçado.
- Ajuste total e individual pelo feixe de velcro.
- Base de acrílico.
- Fechos de ajustes em couro.
- Tipo de Fixação.
- Cor: Cinza.

## ► Precauções

---

- Manter o produto em local seco e limpo, com temperatura entre 10°C e 40°C;
- Manter o produto livre de pó e sujeira, deixando a lente protegida quando não estiver sendo utilizada;
- Não tocar nas lentes, pois as digitais são difíceis de serem limpas;
- Não derrube ou cause qualquer dano físico;
- Sempre segurar o produto pelas hastes e não pela lente;
- Nunca utilizar “Super Bonder”.

## ► Higienização e Limpeza

---

- **Não** lavar;
- Utilizar sempre flanela seca para limpeza das lentes;
- **Não** esterilizar no ultrassom;
- **Não** utilizar produtos de limpeza;
- **Não** expor o produto em altas temperaturas.

## ► Como utilizar

---

- Retirar cuidadosamente a lupa da embalagem, segurando-a pelas hastes laterais;
- Com a lupa apoiada, iniciar os ajustes das tiras superiores e laterais;
- Centralizar a peça acima da cabeça e finalizar os ajustes para que fique presa de modo a não se soltar facilmente;
- Com ambas as mãos, ajustar a lente a frente dos olhos, adequando o melhor posicionamento de visibilidade. Caso utilize óculos, esteja usando o mesmo para melhor adaptação;
- Fixar o olhar em um objeto fixo para adaptar-se ao seu campo de trabalho e distância focal.
- Parabéns, você está pronto para utilizar a Lupa Super Scope.

## ► Garantia Legal

---

**Este produto possui 90 (noventa) dias de garantia a partir da data de emissão da Nota Fiscal, de acordo com o que determina o código de defesa do consumidor. Observar as seguintes condições:**

- A garantia cobre todos os defeitos de fabricação, exceto o desgaste natural e danos por má utilização;
- A garantia cobrirá a reposição de peças defeituosas, garantindo o perfeito funcionamento da lupa sem que seja necessária a troca de toda a peça;
- Leia atentamente o manual de instrução e utilização do mesmo, a utilização inadequada, a venda por terceiros, a manutenção por profissionais não autorizados, acarretará a perda imediata da garantia.



**ODONTOMEGA**

**Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto - SP - CEP: 14015-120**

**E-mail: [odontomega@odontomega.com.br](mailto:odontomega@odontomega.com.br)**

**Telefone: (16) 3610-9636**

**Site: [www.odontomega.com.br](http://www.odontomega.com.br)**