





### Recomendações

- Os trabalhos devem ser feitos respeitando o limite mínimo de 0,7mm nos posições labiais, palatais e respeitando 1,0mm nas incisais.
- Nos blocos Multi, a direção da incisal estará indicada na lateral do bloco.

### Sinterização

- Checar a qualidade e quantidade das esferas de zircônia, e troque-as caso necessário.
- Realizar a limpeza do forno ao menos 1 vez por semana.

### Maquiagem e estratificação

- Recomendamos uso de cerâmicas e stains InSync para estratificar e em caso de monolíticas, a caracterização pode ser feita com MiYo para resultados mais naturais.
- Utilizar as instruções de queima das cerâmicas e dos stains.

## TABELA DE SINTERIZAÇÃO

ZIRKOM	HS / ST / SHT	HS / ST / SHT	HS / ST / SHT	AT	3D	3D	3D
	Fixas de até 3 elementos - 7h:	Fixas de 4-6 elementos - 10h:	Fixas acima de 7 elementos - 15h:	Máx. até 3 elementos - 7h:	Fixas até 3 elementos - 7h:	Fixas 4-6 elementos - 10h:	Fixas acima de 7 elementos - 15h:
<b>T1 (°C)</b>	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C	Ambiente 25°C
<b>Rampa 1</b>	10°C/min.	5°C/min.	4°C/min.	5°C/min.	10°C/min.	5°C/min.	5°C/min.
<b>T2 (°C)</b>	900°C	900°C	900°C	900°C	900°C	900°C	900°C
<b>Manutenção</b>	20 min.	30 min.	20 min.	30 min.	20 min.	30 min.	20 min.
<b>Rampa 2</b>	5°C/min.	3°C/min.	2°C/min.	3°C/min.	5°C/min.	3°C/min.	2°C/min.
<b>T3 (°C)</b>	1530°C	1530°C	1530°C	1450°C	1450°C	1450°C	1450°C
<b>Manutenção</b>	120min.	120min.	120min.	120min.	120min.	120min.	120min.
<b>Resfriar</b>	10°C/min.	8°C/min.	3°C/min.	8°C/min.	10°C/min.	8°C/min.	3°C/min.
<b>T4 (°C)</b>	-	-	900°C	-	-	-	900°C
<b>Resfriar</b>	-	-	7°C/min.	-	-	-	7°C/min.
<b>Abertura</b>	300°C	300°C	200°C	300°C	300°C	300°C	200°C

## RESISTÊNCIA FLEXURAL E TRANSLUCIDEZ

	Resistência Flexural		Translucidez	
HS	≥1200MPa		35%	
ST	≥1150MPa		39%	
SHT	≥1100MPa		42%	
AT	≥650MPa		50%	
3D Camadas	Proporção da Camada	Resistência Flexural		
	6ª	20%	≥900MPa	43%
	5ª	15%	≥830MPa	46%
	4ª	15%	≥780MPa	48%
	3ª	15%	≥730MPa	51%
	2ª	15%	≥660MPa	53%
1ª incisal	20%	≥600MPa	57%	