

Megaseal

Indicação de Uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona alto brilho. Para ser ativado, Megaseal necessita de um equipamento fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente, e deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um pincel. Megaseal é comercializado em frasco de vidro com tampa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações: 20ml ou 30ml.

Vantagens do selamento

1. Brilho eficiente em resina foto.
2. Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdenciais.
3. Veda microporos existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante.
4. Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização.
5. Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos.
6. Brilho da superfície e aumento da dureza.

Modo de usar

- Aplicar suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em um sentido único evitando bolhas.
- Deixar agir por 20 segundos antes de polimerizar.
- Em aparelhos de lâmpadas U.V.A. e Halógenas, polimerizar por 5 minutos.
- Aparelhos de lâmpadas Strobo como o UNIX-S e POWER LUX polimerizar por 180 segundos.

Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Não armazenar em temperaturas acima de 25°C.

Advertências e precauções

Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Manter longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele ou olhos. Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar mudança em sua consistência.

Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metilmetacrilato.

**Produto NÃO ESTÉRIL.
PROIBIDO REPROCESSAR.**



ODONTOMEGA

www.odontomega.com.br

Fabricado por:
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Strasse 1 A
D-01454 Radeberg Alemanha

Importado por:
Odontomega Import
Registro N° 10352040026 CNPJ - 01.380.483/0001-60
Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto -SP CEP:14015-120
(16) 3610-9636 Resp. Técnica: Themis Aidar CRBM 22360

Megaseal

Indicação de Uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona alto brilho. Para ser ativado, Megaseal necessita de um equipamento fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente, e deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um pincel. Megaseal é comercializado em frasco de vidro com tampa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações: 20ml ou 30ml.

Vantagens do selamento

1. Brilho eficiente em resina foto.
2. Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdenciais.
3. Veda microporos existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante.
4. Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização.
5. Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos.
6. Brilho da superfície e aumento da dureza.

Modo de usar

- Aplicar suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em um sentido único evitando bolhas.
- Deixar agir por 20 segundos antes de polimerizar.
- Em aparelhos de lâmpadas U.V.A. e Halógenas, polimerizar por 5 minutos.
- Aparelhos de lâmpadas Strobo como o UNIX-S e POWER LUX polimerizar por 180 segundos.

Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Não armazenar em temperaturas acima de 25°C.

Advertências e precauções

Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Manter longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele ou olhos. Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar mudança em sua consistência.

Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metilmetacrilato.

**Produto NÃO ESTÉRIL.
PROIBIDO REPROCESSAR.**



ODONTOMEGA

www.odontomega.com.br

Fabricado por:
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH
Carl-Eschebach-Strasse 1 A
D-01454 Radeberg Alemanha

Importado por:
Odontomega Import
Registro N° 10352040026 CNPJ - 01.380.483/0001-60
Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto -SP CEP:14015-120
(16) 3610-9636 Resp. Técnica: Themis Aidar CRBM 22360