

## MEGASEAL

### Indicação de Uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona alto brilho.

O Verniz Odontológico Megaseal para ser ativado, necessita de um equipamento fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente, e deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um pincel.

O Verniz Odontológico Megaseal é comercializado em frasco de vidro com tampa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações: 20mL ou 30mL.

### Vantagens do selamento

- 1-Brilho eficiente em resina foto
- 2-Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdentais
- 3-Veda microporos existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante
- 4-Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização
- 5-Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos
- 6-Brilho da superfície e aumento da dureza

### Modo de usar

- Aplique suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em um sentido único evitando bolhas.
- Deixe agir por 20 segundos antes de polimerizar.
- Em aparelhos de lâmpadas U.V.A. e Halógenas, polimerizar por 5 minutos.
- Aparelhos de lâmpadas Strobo como o UNIX-S e POWER LUX polimerizar por 180 segundos.

### Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Não armazenar em temperaturas acima de 25°C.

### Advertências e precauções

O Verniz Odontológico Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Mantenha longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele ou olhos.

Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar mudança em sua consistência.

### Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metil metacrilato.

**Produto NÃO ESTÉRIL.  
PROIBIDO REPROCESSAR.**

Fabricado por:  
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH  
Carl-Eschebach-Strasse 1 A  
D-01454 Radeberg Alemanha

Importado por:  
Odontomega Import  
Registro N° 10352040026 CNPJ – 01.380.483/0001-60  
Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto -SP CEP:14015-120  
(16) 3610-9636 Resp. Técnica: Themis Aidar CRBM 22360



www.odontomega.com.br

## MEGASEAL

### Indicação de Uso

O Verniz Odontológico Megaseal é um verniz utilizado em resinas acrílicas de próteses totais e parciais, indicado para vedar eventuais porosidades e também para dar o brilho desejado ao material. Essa vedação estabiliza a superfície, é resistente à abrasão e proporciona alto brilho.

O Verniz Odontológico Megaseal para ser ativado, necessita de um equipamento fotopolimerizável que é registrado e adquirido separadamente, e deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, através de um pincel.

O Verniz Odontológico Megaseal é comercializado em frasco de vidro com tampa plástica de polipropileno, disponível nas apresentações: 20mL ou 30mL.

### Vantagens do selamento

- 1-Brilho eficiente em resina foto
- 2-Possibilita brilho em locais de difícil acesso, como espaços interdentais
- 3-Veda microporos existentes na resina, evitando assim acúmulo de placas bacterianas e facilitando na profilaxia da prótese, apresentando maior resistência aos materiais de limpeza, deixando uma superfície lisa e brilhante
- 4-Selamento de alto brilho sem polimento oneroso manual, superfície totalmente seca após a polimerização
- 5-Sela prótese total, moldeiras individuais e aparelhos ortodônticos
- 6-Brilho da superfície e aumento da dureza

### Modo de usar

- Aplique suavemente uma fina camada uniforme utilizando um pincel macio em um sentido único evitando bolhas.
- Deixe agir por 20 segundos antes de polimerizar.
- Em aparelhos de lâmpadas U.V.A. e Halógenas, polimerizar por 5 minutos.
- Aparelhos de lâmpadas Strobo como o UNIX-S e POWER LUX polimerizar por 180 segundos.

### Armazenamento e transporte

O produto deve ser armazenado e transportado em local fresco e seco. Não armazenar em temperaturas acima de 25°C.

### Advertências e precauções

O Verniz Odontológico Megaseal contém metilmetacrilato. Este líquido é inflamável. Mantenha longe do fogo ou calor. Não inalar e não entrar em contato com a pele ou olhos.

Fechar o recipiente imediatamente após o uso para evitar mudança em sua consistência.

### Contraindicações

O produto é contraindicado para pacientes alérgicos ao metil metacrilato.

**Produto NÃO ESTÉRIL.  
PROIBIDO REPROCESSAR.**

Fabricado por:  
MEGADENTA Dentalprodukte GmbH  
Carl-Eschebach-Strasse 1 A  
D-01454 Radeberg Alemanha

Importado por:  
Odontomega Import  
Registro N° 10352040026 CNPJ – 01.380.483/0001-60  
Rua Rui Barbosa, 640 Ribeirão Preto -SP CEP:14015-120  
(16) 3610-9636 Resp. Técnica: Themis Aidar CRBM 22360



www.odontomega.com.br