



BROCAS DE TUNGSTÊNIO DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Diferentes cortes, separados por tarjas coloridas;
- Rigoroso processo de fabricação, com garantia de durabilidade;
- Código da broca impresso a laser no mandril, facilitando a identificação após o uso prolongado;
- Hélice de proteção.

APLICAÇÕES

- Metais; _____ ● ● ● ●
- Resinas; _____ ● ● ● ●
- Moldeiras; _____ ●
- Gesso; _____ ●
- Zircônia não sinterizada. _____ ●

CORTE LISO



100202 100302 100402 100602 100801 101001

- CORTE EXTRA GROSSO
- CORTE GROSSO
- CORTE FINO
- CORTE EXTRA FINO
- ⌚ 15' - 30.000 rpm
- ⚙️ TOPO ATIVO



CORTE CRUZADO



201202 201402 201602 201801 203001 203201 302202 302302 302402 302502 302602 302801 302901 303001



303101 303201 303301 303501 303601 303801 303901 304001 304502 304602 304702 304802 304902 305002



305102 305502 306102 307201 307301 403201 403301 404602 405001 405002 405102 406102 406202 406302



406402 406502 406602 406801 406901 407001 407101 407201 407301 407401 407501 407601 407701 407201



407901 408001 408101 408502 509001 509101 509201 509901 557701 559001



CARACTERÍSTICAS

- Granulação de diamante otimizada;
- Durabilidade até quatro vezes maior que as concorrentes;
- Hélice de proteção do motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;
- Código da broca impresso a laser no mandril.

APLICAÇÕES

- Cerâmicas.

* Broca diamantada para localização do pino de troquel.



CARACTERÍSTICAS

- Durabilidade maior que uma broca diamantada comum;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor;
- Código da broca impresso a laser no mandril.

APLICAÇÕES

- Cerâmicas;
- Zircônias.

- CORTE EXTRA GROSSO
- CORTE GROSSO
- CORTE FINO
- CORTE EXTRA FINO
- ⌚ 5' - 30.000 rpm

v Broca tipo copo.



TURBOCUT TUNGSTEN







CARACTERÍSTICAS

- Excelente custo-benefício;
- Alta durabilidade e poder de corte;
- Diversos formatos em minicut e maxicut.

APLICAÇÕES

- Metais ————— ● ● ● ● ●
- Resinas ————— ● ● ● ● ●
- Moldeiras ————— ● ● ●
- Gesso ————— ● ●
- Zircônia não sinterizada ————— ●

- CORTE EXTRA GROSSO
- CORTE GROSSO
- CORTE MÉDIO
- CORTE FINO
- CORTE EXTRA FINO
- ⊙ 15' - 30.000 rpm
- ⊙ TOPO ATIVO
- ⊙ CORTE LISO



TURBOCUT DIAMOND



CARACTERÍSTICAS


- Maior concentração de diamantes;
- Alta durabilidade;
- Ideal para acabamentos e desgastes refinados.

APLICAÇÕES


- Cerâmicas.



 CORTE GROSSO

 CORTE MÉDIO

 CORTE FINO

 15' - 30.000 rpm



MEGADISC DIAMANTE



MADE IN GERMANY



ASSISTA
AO VÍDEO

CARACTERÍSTICAS

- Alta carga de diamantes;
- Perfeito para o corte preciso de sprues de dissilicato de lítio e cerâmicas injetadas;
- Sua flexibilidade garante um acesso fácil ao local de corte;
- Reforçado com uma camada dupla de fibra de vidro, para uma maior durabilidade;
- Baixa vibração e geração de calor, ideal para cortes em cerâmica injetada;
- Acabamento de bordo incisal.




SKU	08-001
DIÂMETRO	25 MM
ESPESSURA	0,25 MM




 max 50.000 rpm


APLICAÇÕES

- Cerâmicas;
- Zircônia.






DISCOS DUPLA FACE DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS







- Discos diamantados para acabamento e corte de cerâmicas;
- Alta concentração de diamantes na superfície;
- Incrível durabilidade;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor.

APLICAÇÕES

- Separação e contornos de cerâmicas  
- Separação e desgastes de cerâmicas 

* Também disponível em SKU: 12222.



SKU	 111921	 112221	 121921	 122221	 140921	 142221
DIÂMETRO	19 MM	22 MM	19 MM	22 MM	9 MM	22 MM
ESPESSURA	0,19 MM	0,19 MM	0,17 MM	0,17 MM	0,17 MM	0,10 MM

 CORTE GROSSO  CORTE FINO  CORTE EXTRA FINO    5' - 10.000 rpm

DISCOS VENTILADOS DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS





- Discos diamantados ideais para contornos;
- O formato permite a melhor visualização da peça trabalhada;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor.

APLICAÇÕES

- Cerâmicas;
- Resinas acrílicas;
- Resinas foto.

*    5' - 10.000 rpm



SKU	 182251	 182221	 182231	 152221
DIÂMETRO	22 MM	22 MM	22 MM	22 MM
ESPESSURA	0,17 MM	0,17 MM	0,17 MM	0,17 MM

 CORTE FINO    3' - 5.000 rpm



DISCOS TOTAIS E CÔNCAVO



DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Discos diamantados totais para acabamento e contornos;
- Disco côncavo ideal para técnica sem ponta.

APLICAÇÕES

- Separação e contornos de cerâmicas
- separação e desgastes de cerâmicas, acrílico e gesso

* Usado em cerâmicas, resinas acrílicas e resinas foto.



SKU	● 112251	● 112241	● 162211
DIÂMETRO	22 MM	22 MM	22 MM
ESPESSURA	0,24 MM	0,28 MM	0,30 MM

● CORTE GROSSO ● CORTE FINO 5' - 15.000 rpm

DISCOS PARA GESSO E TROQUEL



DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidade;
- Disco diamantado com incrível poder de corte.

APLICAÇÕES

- Gesso;
- Resinas acrílicas;
- Resinas foto.



SKU	● DD45	● DD35	● 154522	● 153722
DIÂMETRO	45 MM	35 MM	45 MM	37 MM
ESPESSURA	0,35 MM	0,30 MM	0,26 MM	0,26 MM

● CORTE FINO 5' - 10.000 rpm

ENCONTRE TAMBÉM NO KIT
PARA TROQUELIZAÇÃO



DISCOS SINTERIZADOS SIDIA DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Disco com borda de diamantes sinterizados;
- Os únicos discos com 0,15mm de espessura.

APLICAÇÕES

- Separação de cerâmicas e zircônia 



SKU	● 182021	● 181221
DIÂMETRO	20 MM	12 MM
ESPESSURA	0,15 MM	0,15 MM



● CORTE EXTRA FINO    3' - 5.000 rpm

DISCOS SINTERIZADOS RÍGIDOS DFS

MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Discos sinterizados de diamantes naturais;
- Incrível durabilidade;
- Hélice de proteção de motor inclusa, impede que a poeira entre no motor.

APLICAÇÕES

- Separação e contornos em metais 

* Também disponível sem mandril SKU: 50154um.



SKU	● 50154	● 50265	● 50143
DIÂMETRO	22 MM	16 MM	8 MM
ESPESSURA	0,30 MM	0,25 MM	0,40 MM



● CORTE FINO    5' - 15.000 rpm



DISCOS FLASH



 MADE IN GERMANY

CARACTERÍSTICAS

- Composto por carborundum;
- Alta durabilidade;
- Ideal para cortes rápidos e precisos;
- Reduz drasticamente o arqueamento da peça trabalhada;
- Disco prático para agilizar o trabalho diário;
- Vendido em caixa com 100 un.

APLICAÇÕES

- Metais.



SKU	DF25	DF38
DIÂMETRO	25 MM	38 MM
ESPESSURA	0,6 MM	0,7 MM


 10' - 15.000 rpm


CLIQUE E ACESSE



MANUAIS E CATÁLOGOS

Para conhecer mais sobre nossos produtos e acessar nossos outros catálogos, você pode acessar toda a nossa linha de produto através do código QR ou link.



SUPORTE TÉCNICO

Sempre que necessitar de ajuda, entre em contato com nosso suporte pelos contatos:

E-mail: suporte@odontomega.com.br

Telefone: (16) 3610.9636 (Ramal 3)

Whatsapp: (16) 3600.7549



CONSULTORES

Se quiser saber onde encontrar um consultor Odontomega, é muito fácil, acesse abaixo:



RE VENDAS

A Odontomega possui revendas em todo Brasil, pra saber onde tem o lugar mais próximo para comprar o seu produto!



CURSOS E EVENTOS

Estar atualizado é muito mais que importante, então a gente conta com uma agenda de cursos com parceiros Odontomega e uma agenda com vários eventos que estaremos presentes, para saber mais sobre toda programação, acesse em nosso site ou pelos links.



VENDAS

Entre em contato com nosso time de vendas, estamos prontos para te atender:

E-mail: odontomega@odontomega.com.br

Telefone: (16) 3610-9636 / Whatsapp: (16) 99404-2888