


mini catálogo
2026

edição
Polidores EVE





DIAPRINT

NOVO

POLIDORES PARA RESINAS 3D

CLÍNICA E LABORATÓRIO



Design Ergonômico

Dupla etapa que garante **brilho perfeito** com **menos esforço**

Para todas resinas impressas em 3D

 USE NO SENTIDO DAS CERDAS

DIACOMP PLUS



134 °C



MÚLTIPLO USO



3' - 8.000 rpm





USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina Composta | Cerâmica Híbrida



Sistema Diamantado de duas fases para acabamento e alto brilho em resinas.



DIACOMP ULTRA



134 °C



MÚLTIPLO USO



3' - 10.000 rpm

Resina Composta | Cerâmica Híbrida

Polidores diamantados em uma fase, aumente a pressão para acabamento e diminua para glaze.



ECOCOMP



134 °C



MÚLTIPLO USO



3' - 12.000 rpm

Resina Composta

Polidor de alta durabilidade para resinas, com carbeto de silício.



EVEBRUSH



134 °C



MÚLTIPLO USO



5' - 7.000 rpm

Resina Composta

Polimento oclusal de obturações e restaurações. Ideal para uso sem pasta.



DIAPRINT



134 °C



MÚLTIPLO USO




3' - 7.000 rpm



USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina 3D

Sistema diamantado em duas fases, brilho perfeito em resinas de impressão 3D.



UNIVERSAL



134 °C




MÚLTIPLO USO



7 - 10.000 rpm

Resina Composta | Cerâmicas | Preparos

Ideal para preparos e pequenos desgastes.



FLEXI-D



Resina Composta | Cerâmicas

Discos com óxido de alumínio em um lado, para preparo e polimento interproximal.



18-210 18-214
10MM 14MM

FLEXISTRIPS



Resina Composta | Cerâmicas

Tiras com óxido de alumínio para polimento interproximal. Espaço central livre para facilidade.



FS-60/40
GROSSO | MÉDIO
FS-20/7
FINO | EXTRA-FINO

DIASTRIPS



Resina Composta | Cerâmicas | Zircônia

Ajuste interdental de superfícies. Diamantadas e autoclaváveis.




18-224 18-225
4MM 2,5MM

DIASYNT

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 8' - 12.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Alta abrasividade em pedras diamantadas com mínimo aquecimento.



DIACON

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 10' - 15.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Ideal para lentes e bordos. Diamantes para desgaste preciso, abrasivo porém suave.



DIAPOL

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 3' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Universal para materiais cerâmicos. Três fases diamantadas com brilho glaze final.



ECOCERAM

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 15.000 rpm

Cerâmica Felspática

Acabamento e polimento com carbeto de silício para cerâmicas.



DIAPRO

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Dissilicato de Lítio

Especial para dissilicato de lítio. Combinação de diamantes otimizada para LiSi2.



DIACERA

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 7' - 12.000 rpm USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Zircônia

Especial para monolíticas em zircônia. Combinação de diamantes otimizada para ZrO2.



PROPHYCLEAN

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 5' - 10.000 rpm

Profilaxia | Remoção de Brackets

Remoção de tártaro e manchas sem danificar o esmalte. Autoclavável.



BRACKETS

134°C AUTOCLAVÁVEL MÚLTIPLO USO 5' - 7.000 rpm

Remoção de Brackets

Limpeza suave após remoção de brackets. Autoclavável.



KIT DIACOMP PLUS TWIST 18-192



- 1ª FASE**
ROSA - PRÉ POLIMENTO
- 2ª FASE**
CINZA - BRILHO FINAL

KIT DIAPOL 18-105



- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - ALTO BRILHO

KIT DIACOMP PLUS 18-102



- 1ª FASE**
ROSA - ALISAMENTO
E PRÉ POLIMENTO
- 2ª FASE**
CINZA - POLIMENTO
DE ALTO BRILHO

KIT DIAPOL TWIST 18-121




- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - ALTO BRILHO

KIT DIACOMP PLUS 18-349 TWIST XT



- 1ª FASE**
ROSA - PRÉ POLIMENTO
- 2ª FASE**
CINZA - BRILHO FINAL

KIT CERÂMICAS DR. ARBEX 18-373



- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - ALTO BRILHO

KIT DIACOMP ULTRA 18-101



- 1ª FASE**
ACABAMENTO
E POLIMENTO

KIT ECOCERAM 18-204



- 1ª FASE**
CINZA ESCURO - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ALISAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA CLARO - POLIMENTO
- FASE FINAL**
AMARELO - BRILHO GLAZE

KIT ECOCOMP PLUS 18-202



- 1ª FASE**
AMARELO - ALISAMENTO
- 2ª FASE**
MOSTARDA - POLIMENTO
- 3ª FASE**
BEGE - ALTO BRILHO


KIT TWIST 18-370



- DIACOMP PLUS TWIST**
1ª FASE PRÉ POLIMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO
- DIAPOL TWIST**
1ª FASE DESGASTE E CORREÇÕES
2ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO
- DIAPRO TWIST**
1ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO
- DIACERA TWIST**
1ª FASE ACABAMENTO
2ª FASE ALTO BRILHO

KIT DIAPRO PLUS 18-399


- 1ª FASE**
ROSA - REMOÇÃO
- 2ª FASE**
AZUL - DESGASTE LEVE
- 3ª FASE**
VERMELHO - ACABAMENTO
- 4ª FASE**
AMARELO - GLAZE FINAL

KIT ROSETTA SP 18-316

- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT DIAPRO 18-106


- 1ª FASE**
VERMELHO - ACABAMENTO
- 2ª FASE**
AMARELO - ALTO BRILHO

KIT DIAMANTE 18-391

- 1ª FASE**
AZUL - DESGASTE
- 2ª FASE**
ROSA - ACABAMENTO
- 3ª FASE**
CINZA - BRILHO GLAZE

KIT DIACERA 18-107

- 1ª FASE**
VERDE - ACABAMENTO
- 2ª FASE**
SALMÃO - ALTO BRILHO

KIT ZIRCONIA 18-392

- MEGADISC**
CORTE E SEPARAÇÃO
- DIASINT**
ALTO DESGASTE
- DIAPOL**
REFINAMENTO DE BORDO
- DIAPRO**
ACABAMENTO ALTO BRILHO

KIT BRACKET 18-206


- REMOÇÃO SEM DANIFICAR
O ESMÁLTE DOS DENTES
- AZUL**
TAMBÉM UTILIZADA PARA
REMOVER TÁRTARO E PLACA.

KIT ECOCERAM ULTRA 18-306

- DISCO DIAMANTADO**
CORTE E ACABAMENTO
- BROCAS DIAMANTADAS**
DESGASTE E AJUSTES
- ECOCERAM**
ACABAMENTO
- DIAPOL**
BRILHO GLAZE

KIT UNIVERSAL 18-205

- FASE ÚNICA**
POLIMENTO E AJUSTE
DE PREPARO ANTES DA
CIMENTAÇÃO.

KIT ACRYL 18-395

- BROCA TUNGSTÊNIO**
DESGASTE DE ACRÍLICO
- TECHNIK**
ACABAMENTO | ALISAMENTO
| POLIMENTO
- SOFT WHEELS**
ALTO BRILHO

DIASYNT

8' - 12000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Alta abrasividade em pedras diamantadas com mínimo aquecimento.




DIACON

10' - 15.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Ideal para lentes e bordos. Diamantes para desgaste preciso, abrasivo porém suave.




DIAPOL

3' - 12.000 rpm

Cerâmicas | Dissilicato | Zircônia

Universal para materiais cerâmicos. Três fases diamantadas com brilho glaze final.



DIAPRO

7' - 12000 rpm

Dissilicato de Lítio

Especial para dissilicato de lítio. Combinação de diamantes otimizada para LiSi2.



DIACERA

7' - 12.000 rpm

Zircônia

Especial para monolíticas em zircônia. Combinação de diamantes otimizada para ZrO2.



ECOCERAM

7' - 15.000 rpm

Cerâmica Feldspática

Acabamento e polimento com carbeto de silício para cerâmicas.




DIAPRINT

3' - 7.000 rpm  USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina 3D

Sistema diamantado em duas fases, brilho perfeito em resinas de impressão 3D.




DIACOMP PLUS

3' - 8.000 rpm  USE NO SENTIDO DAS CERDAS

Resina Composta | Cerâmica Híbrida

Sistema Diamantado de 2 fases para acabamento e alto brilho em resinas.



UNIVERSAL

Cerâmicas | Metais

Polidor para diversos materiais, usado no desgaste e brilho final.



TECHNIK

5' - 7.000 rpm

Resina Acrílica

Acabamento, pré polimento e brilho com carbeto de silício em acrílicos.



ESCOVAS SCOTCH BRITE

3 UN. 5' - 7.000 rpm

Resinas Acrílicas | Zircônia

Fibras impregnadas com óxidos para diversos materiais, ideal para acrílicos, protetores, placas.




SOFT WHEELS

5' - 7.000 rpm

Resinas Acrílicas

Tecido com abrasivo de óxido de alumínio para polimento sem pasta em duas fases.



TWIST XT

PARA
ESPAÇOS
ESTREITOS
E DETALHES
ULTRAFINOS

NOVO

